



Comparison 0.1mg electronic balances

Shimadzu เปรียบเทียบกับ Shimadzu (AP-Series และ AU-Series)







▪ Comparison Chart - Compare with AU Series

Model	AP Series	AU Series	Advantages of AP Series
Appearance			
Response Time for weighing trace quantities	2 sec	3 sec	Faster response time
Display	OLED	LCD	Wider viewing angle improves visibility Text displayed by dot matrix
Built-in Ionizer (Option)	Yes (W/X series)	No	User installable
Buffer Solution Preparation Mode	Yes (W series)	No	Buffer solution preparation procedure displayed
Inspection Support Function	Yes (W/X series)	No	Displays periodic inspection procedures on the screen.
Support Shimadzu Lab Solutions	Yes	No	AP can be connected to Lab Solution server via network

Shimadzu เปรียบเทียบกับ ยี่ห้อต่างๆในตลาดประเทศไทยโดยใช้รุ่นที่ใกล้เคียงเป็นหลัก

▪ Competitive Chart - Comparison with Competitors - Shimadzu **Lock Spec**

-Detailed Comparison, please request from SAP

Model	Shimadzu	Mettler	Sartorius	Ohaus	A&D	Radwag
Appearance	AP Series 	MS/ML/ME Series 	Quintix Series 	EX Series 	BM/GR/GH Series 	XA/AS Series 
Response Time for weighing trace quantities	2 sec	2 sec	2 sec	3~3.5 sec	3~3.5 sec	3~3.5 sec
Display	OLED	LCD with Back lite	Touch Screen	Touch Screen	LCD	Touch Screen
Built-in Ionizer (Option)	Yes (W/X series)	No	No	No	No	No
MSQ Calculation Alarm	Yes	No	No	No	No	No
Buffer Solution/Sample Preparation Mode	Yes (W series)	No	No	No	No	No
Recipe Function	Yes (W series)	No	No	No	No	No
User Management	Yes	No	No	No	No	No
Support Lab Solutions Server	Yes	No	No	No	No	No

% Model picture may varies according to the series name, above is a general comparison